

# BÜHLMANN Allergenliste



INSEKTENGIFTE	
BAG2-I1	BIENENGIFT
BAG2-I1CHK	BIENENGIFT CHECK <small>neu</small>
BAG2-I3	WESPENGIFT
BAG2-I3CHK	WESPENGIFT CHECK <small>neu</small>
BAG2-I4	FELDWESPENGIFT
BAG2-I75	EUROPÄISCHE HORNISSE
MEDIKAMENTE	
Antibiotika	
BAG2-C1	PENICILLIN G
BAG2-C11	BENZYLPENICILLOYL-POLYLYSIN, PPL
BAG2-C12	BENZYLPENICILLIN +-ACID, MDM
BAG2-C2	PENICILLIN V
BAG2-C3	CEPHALOSPORIN C
BAG2-C31	CEFAMANDOL
BAG2-C32	CEFAZOLIN
BAG2-C33	CEFUROXIM
BAG2-C34	CEFACTOR <small>neu</small>
BAG2-C35	CETRIAXON <small>neu</small>
BAG2-C36	LEVOFLOXACIN <small>neu</small>
BAG2-C61	SULFAMETHOXAZOL
BAG2-C62	TRIMETHOPRIM
BAG2-C75	TETRACYCLIN
BAG2-C81	CIPROFLOXACIN
BAG2-C203	AMPICILLIN (EK-CAST, FK-CCR)
BAG2-C203F	AMPICILLIN (FK-BAT)
BAG2-C204	AMOXICILLIN
BAG2-CCLA	CLARYTHROMYCIN
BAG2-CRIF	RIFAMPICIN
Schmerzmittel	
BAG2-C51	LYS-ASPIRIN
BAG2-C52	DICLOFENAC
BAG2-C53	IBUPROFEN
BAG2-C54	INDOMETHACIN
BAG2-C55	PARACETAMOL
BAG2-C56	MEFENAMIN SÄURE
BAG2-C57	PHENYLBUTAZON
BAG2-C58	PROPYPHENAZON
BAG2-C59	DIPYRON / METAMIZOL
BAG2-CNAP	NAPROXEN <small>neu</small>
Muskelrelaxantien	
BAG2-CATR	ATRACURIUM
BAG2-CCAT	CISATRACURIUM <small>neu</small>
BAG2-CMIV	MIVACURIUM
BAG2-CPAN	PANCURONIUM
BAG2-CPRO	PROPOFOL
BAG2-CROC	ROCURONIUM
BAG2-CSUX	SUXAMETHONIUM
BAG2-CVEC	VECURONIUM
Lokalanesthetika	
BAG2-CART	ARTICAIN <small>neu</small>
BAG2-CBUP	BUPIVACAIN <small>neu</small>
BAG2-CMEP	MEPIVACAIN <small>neu</small>
BAG2-CLID	LIDOCAIN
Röntgenkontrastmittel	
BAG2-CIOBI	IOBITRIDOL <small>neu</small>
BAG2-CIODI	IODIXANOL <small>neu</small>
BAG2-CIOHE	IOHEXOL <small>neu</small>
BAG2-CIOME	IOMEPROL <small>neu</small>
BAG2-CIOPA	IOPAMIDOL <small>neu</small>
BAG2-CIOPR	IOPROMID <small>neu</small>
BAG2-CIOXA	IOXAGLAT <small>neu</small>
BAG2-CIOXI	IOXITALAMAT <small>neu</small>

Antiseptikum	
BAG2-CCHX	CHLORHEXIDIN
UMWELTALLERGENE	
BAG-K79	PHTHALIC ANHYDRIDE/PHTHALIC ACID
BAG-K80	FORMALDEHYDE
BAG-K82	LATEX
BAG-K85	CHLORAMIN-T
BAG-K87	ALPHA-AMYLASE
INHALATION	
Gräserpollen	
BAG-G2	HUNDZAHNGRAS
BAG-G3	KNÄUELGRAS
BAG-G5	WEIDELGRAS
BAG-G6	LIESCHGRAS
BAG-G12	ROGGEN
Kräuterpollen	
BAG-W1	BEIFUSSBLÄTTRIGE AMBROSIE
BAG-W6	BEIFUSS
BAG-W9	SALZKRAUT
BAG-W19	GLASKRAUT
Bäume	
BAG-T3	BIRKE
BAG-T4	HASELNUSS
BAG-T7	EICHE
BAG-T9	OLIVE
Schimmelpilze / Hefen	
BAG-M1	PENICILLIUM NOTATUM
BAG-M2	CLADOSPORIUM HERBARUM
BAG-M3	ASPERGILLUS FUMIGATUS
BAG-M5	CANDIDA ALBICANS
BAG-M6	ALTERNARIA TENUIS
Tierallergene	
BAG-D1	D. PTERONYSSINUS
BAG-D2	D. FARINAE
BAG-D70	ACARUS SIRO
BAG-E1	KATZEN EPITHELIIEN
BAG-E2	HUNDE EPITHELIIEN
BAG2-CUL	CULICOIDES ANTIGEN (RUO*, APPLIKATION FÜR PFERDE)
NAHRUNGSMITTEL	
Ei	
BAG-F1	EIKLAR (HÜHNEREIWEISS)
BAG-F75	EIGELB
Milch / Milchprodukte	
BAG-F2	MILCHEIWEISS, KUH (PS75, ENT-FETTED)
BAG-F76	ALPHA-LAKTALBUMIN
BAG-F77	BETA-LAKTOGLOBULIN
BAG-F78	KASEIN
Fisch & Fleisch	
BAG-F3	DORSCH
BAG-F23	KRABBE
BAG-F24	GARNELE
BAG-F258	TINTENFISCH
BAG-F290	AUSTER
BAG-P4	ANISAKIS
BAG-F26	SCHWEINEFLEISCH
BAG-F27	RINDFLEISCH
Obst / Gemüse	
BAG-F25	TOMATEN
BAG-F31	KAROTTEN
BAG-F33	ORANGE
BAG-F95	PFIRSICH

# Allergene und Allergen Mischungen



BAG-F85	SELLERIE
<b>Samen / Bohnen / Nüsse</b>	
BAG-F10	SESAMSAMEN
BAG-F13	ERDNUSS
BAG-F14	SOJABOHNE
BAG-F17	HASELNUSS
BAG-F20	MANDEL
BAG-F202	CASHEW NUSS

<b>Getreide / Mehle</b>	
BAG-F4	WEIZENMEHL
BAG-F5	ROGGENMEHL
BAG-F6	GERSTENMEHL
BAG-F7	HAFERMEHL
BAG-F8	MAIS
BAG-F81	MAISSTÄRKE <i>neu</i>
BAG-F9	REIS
BAG-F45	BÄCKERHEFE

<b>LEBENSMITTELZUSATZSTOFFE</b>	
BAG2-C103	TARTRAZIN
BAG2-C105	METHYLEN BLAU <i>neu</i>
BAG2-C111	NATRIUM-BENZOAT
BAG2-C112	NATRIUM-NITRIT
BAG2-C113	POTASSIUM-METABISULFIT
BAG2-C114	NATRIUM-SALICYLAT
BAG2-CE104	QUINOLIN GELB
BAG2-CE110	GELB-ORANGE (SUNSET YELLOW)
BAG2-CE122	AZORUBIN
BAG2-CE123	AMARANTH
BAG2-CE124	COCCINELLE-ROT A (NEW COCCINE)
BAG2-CE127	ERYTHROSIN
BAG2-CE131	PATENT BLAU V
BAG2-CE132	INDIGO CARMIN
BAG2-CE151	BRIILLIANT SCHWARZ BN
BAG2-CE466	CARBOXYMETHYLCELLULOSE
BAG2-CE621	GLUTAMAT

<b>REKOMBINANTE ALLERGENE*</b>	
BAG2-ZEAM12	ZEA M 12 (MAIS PROFILIN)
BAG2-TRIA12	TRI A 12 (WEIZEN PROFILIN)
BAG2-FELD1	FEL D 1 (KATZEN HAUPTALLERGEN)
BAG2-MALD1	MAL D 1 (APFEL HAUPTALLERGEN)

**\*(Für die Forschung, RU0)**

## ALLERGENMISCHUNGEN

<b>BAG-DX1</b>	<b>VORRATSMILBEN</b>
ACARUS SIRO (D70), LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR (D71), TYROPHAGUS PUTRESCENTIA (D72), GLYCYPHAGUS DOMESTICUS (D70)	

<b>BAG-GX1</b>	<b>6-GRÄSER-MIX</b>
KNÄUELGRAS (G3), WIESENSCHWINGEL (G4), WEIDELGRAS (G5), LIESCHGRAS (G6), WIESENRISENGRAS (G8), WOLLIGES HONIGGRAS (G13)	

<b>BAG-WX1</b>	<b>KRÄUTERMIX</b>
BEIFUSSBLÄTTRIGE AMBROSIE (W1), DREILAPPIGE AMBROSIE (W3)	

<b>BAG2-C101</b>	<b>LEBENSMITTELFARBEN MIX I</b>
QUINOLIN GELB (CE104), GELB-ORANGE (SUNSET YELLOW FCF) (CE110), CHROMOTROP B (CE122), AMARANTH (CE123), COCCINELLE-ROT A (NEW COCCINE) (CE124)	

<b>BAG2-C102</b>	<b>LEBENSMITTELFARBEN MIX II</b>
ERYTHROSIN (CE127), PATENT BLAU V (CE131), INDIGO KARMIN (CE132), BRILLIANT SCHWARZ BN (CE151),	

<b>BAG-FX1</b>	<b>LEBENSMITTEL MIX</b>
EIKLAR (F1), EIGELB (F75), MILCHEIWEISS (PS75, ENT-FETTET) (F2), DORSCH (F3), WEIZEN (F4), ERDNUSS (F13), SOJABOHNE (F14), HASELNUSS (F17), KRABBen (F24)	

<b>BAG-IX1</b>	<b>INHALATIONS MIX</b>
6-GRÄSER MIX (GX1), ROGGEN (G12), BIRKE (T3), HASELNUSS (T4), BEIFUSS (W6), RIBWORT/PLANTAIN (W9), ALTERNARIA TENUIIS (M6), D. PTERONISSINUS (D1), D. FARINAE (D2), KATZEN EPITHEL (E1), HUNDE EPITHEL (E2)	

<b>BAG2-CNBX</b>	<b>MUSKELRELAXANTIEN MIX <i>neu</i></b>
ATRACURIUM (CATR), CISATRACURIUM (CCAT), MIVACURIUM (CMIV), PANCURONIUM (CPAN), PROPOFOL (CPRO), ROCURONIUM (CROC), SUXAMETHONIUM (CSUX), VECURONIUM (CVEC)	

Lösen Sie alle Allergene mit 250 µl Stimulationspuffer (STB) auf

Bis zu 4 Stimulationen pro Allergenfläschchen

Lagern Sie ungeöffnete Fläschchen mit Allergenen bei 2-8°C bis zum Verfallsdatum

Benutzen Sie jedesmal ein neues Allergenfläschchen, wenn Sie eine Stimulation durchführen mit Ausnahme von Bienen- und Wespengiftallergenen; aufgelöste Bienen- & Wespen Allergene: BAG2-I1 & BAG2-I3 sind für einen Monat bei -20°C stabil.

Ausführliche Information finden Sie auf den Allergen Datenblättern auf der BÜHLMANN Website unter [www.buhlmannlabs.ch](http://www.buhlmannlabs.ch) mit dem Suchbegriff Allergene



BÜHLMANN Laboratories AG  
Germany/Switzerland  
info@buhlmannlabs.ch  
www.buhlmannlabs.ch  
Phone +41 61 487 1212

BÜHLMANN in Austria GmbH  
Austria  
info@buhlmannlabs.at  
www.buhlmannlabs.at  
Phone +43 662 64 01 05



### Bestellnummern:

Flow CAST®	FK-CCR	100 tests
CAST® ELISA	EK-CAST	192 wells
	EK-CAST5	480 wells

CAST® ist ein eingetragenes Warenzeichen der BÜHLMANN Laboratories AG