

# Liste d'Allergènes BÜHLMANN



## MEDICAMENTS

### Antibiotiques

BAG2-C1	PENICILLINE G
BAG2-C11	BENZYPENICILLOYL-POLYLYSINE, PPL
BAG2-C12	BENZYPENICILLINE +-ACIDE, MDM
BAG2-C2	PENICILLINE V
BAG2-C3	CEPHALOSPORINE C
BAG2-C31	CEFAMANDOLE
BAG2-C32	CEFAZOLINE
BAG2-C33	CEFUROXIME
BAG2-C34	CEFACLOR
BAG2-C35	CEFTRIAZONE
BAG2-C36	LEVOFLOXACINE
BAG2-C61	SULFAMETHOXAZOLE
BAG2-C62	TRIMETHOPRIME
BAG2-C75	TETRACYCLINE
BAG2-C76	DOXYCYCLINE
BAG2-C81	CIPROFLOXACINE
BAG2-C82	MOXIFLOXACINE
BAG2-C203	AMPICILLINE
BAG2-C204	AMOXICILLINE
BAG2-CCLA	CLARITHROMYCINE
BAG2-CCLAX	ACIDE CLAVULANIQUE AMOX (ACIDE CLAVULANIQUE / AMOXICILLINE 20/80)
BAG2-CCLIN	CLINDAMYCINE
BAG2-CERY	ERYTHROMYCINE
BAG2-CRIF	RIFAMPICINE

### Analgésiques

BAG2-C51	LYS-ASPIRINE
BAG2-C52	DICLOFENAC
BAG2-C53	IBUPROFENE
BAG2-C54	INDOMETHACINE
BAG2-C55	ACETAMINOPHENE / PARACETAMOLE
BAG2-C56	ACIDE MEFENAMIQUE
BAG2-C57	PHENYLBUTAZONE
BAG2-C58	PROPYPHENAZONE
BAG2-C59	DIPYRONE / METAMIZOLE
BAG2-CNAP	NAPROXENE
BAG2-CTRA	TRAMADOL
BAG2-C114	ACIDE SALICYLIQUE (SEL Na)

### Relaxants musculaires (cuzares)

BAG2-CATR	ATRACURIUM
BAG2-CCAT	CISATRACURIUM
BAG2-CMIV	MIVACURIUM
BAG2-CPAN	PANCURONIUM
BAG2-CPRO	PROPOFOL
BAG2-CROC	ROCURIONIUM
BAG2-CSUX	SUXAMETHONIUM
BAG2-CVEC	VECURONIUM
BAG2-CNBX	MELANGES CURARES (CATR, CCAT, CMIV, CPAN, CPRO, CROC, CSUX, CVEC)

### Anesthésiques locaux

BAG2-CART	ARTICAÏNE
BAG2-CBUP	BUPIVACAÏNE
BAG2-CMEP	MEPIVACAÏNE
BAG2-CLID	LIDOCAÏNE

### Produits de contrastes iodés

BAG2-CIOBI	IOBITRIDOL
BAG2-CIODI	IODIXANOL
BAG2-CIOHE	IOHEXOL
BAG2-CIOME	IOMEPROL
BAG2-CIOPA	IOPAMIDOL
BAG2-CIOPR	IOPROMIDE
BAG2-CIOXA	IOXAGLATE

### Excipients

BAG2-CPEG	PEG-4000
BAG2-CPEG2	PEG-2000
BAG2-CPEG3	DMG PEG-2000

### Antiseptiques

BAG2-CCHX	CHLORHEXIDINE
-----------	---------------

### Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)

BAG2-COME	OMEPRAZOLE
BAG2-CESO	ESOMEPRAZOLE
BAG2-CPANT	PANTOPRAZOLE
BAG2-CLAN	LANSOPRAZOLE

### Bêta-bloquants

BAG2-CBIS	BISOPROLOL
BAG2-CMET	METOPROLOL

### Inhibiteurs de l'ECA

BAG2-CRAM	RAMIPRIL
-----------	----------

### VENINS D'INSECTES

BAG2-I1	VENIN D'ABEILLE
BAG2-I1CHK	VENIN D'ABEILLE CHECK
BAG2-I3	VENIN DE GUEPE
BAG2-I3CHK	VENIN DE GUEPE CHECK
BAG2-I75	VENIN DE FRELON
BAG2-I77	VENIN DE GUEPE POLISTE GAULOIS

### PNEUMALLERGENES

#### Graminées / Herbacées / Graines / Arbres

BAG-G6	FLEOLE DES PRES
BAG-GX1	6-MELANGES HERBES (G3, G5, G6, FETUQUE DES PRES, PATURIN, HOULQUE MOLLE)
BAG-W19	PARIETAIRE
BAG-T3	BOULEAU
BAG-T4	NOISETIER

#### Moisissures

BAG-M1	PENICILLIUM
BAG-M2	CLADOSPORIUM
BAG-M3	ASPERGILLUS
BAG-M5	CANDIDA ALBICANS
BAG-M6	ALTERNARIA

#### Acariens, Animaux et Insectes

BAG-D1	ACARIEN
BAG-D2	ACARIEN AMERICAIN
BAG-DX1	MELANGE ACARIENS (D70, LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR, TYROPHAGUS PUTRESCENTIA, GLYCYPHAGUS DOMESTICUS)

BAG-E1	EPITHELIUM DE CHAT
BAG2-FELD1	rFEL D 1, CHAT*
BAG-E2	EPITHELIUM DE CHIEN

#### Mélange de pneumallergènes

BAG-IX1	BAG-IX1 MELANGE PNEUMALLERGENES (GX1, G12, T3, T4, W6, W9, M6, D1, D2, E1, E2)
---------	--

### COMPOSANTS PROFESSIONNELS

BAG-K82	LATEX
---------	-------

# Allergènes et Mélanges d'Allergènes



ALIMENTS	
<b>Oeuf</b>	
BAG-F1	BLANC D'OEUF
BAG-F75	AUNE D'OEUF
<b>Lait</b>	
BAG-F2	LAIT DE VACHE
BAG-F76	ALPHA-LACTALBUMINE
BAG-F77	BETA-LACTOGLOBULINE
BAG-F78	CASEINE
<b>Poissons et Viandes</b>	
BAG-F3	MORUE
BAG-F24	CREVETTE
BAG-F27	BOEUF
BAG2-GAL	ALPHA-GAL-HSA
<b>Fruits et Légumes</b>	
BAG-F25	TOMATE
BAG2-MALD1	rMAL D 1, POMME*
<b>Graines et Noix</b>	
BAG-F10	SESAME
BAG-F13	ARACHIDE
BAG2-ARAH1	nARA H 1 ARACHIDE
BAG2-ARAH2	nARA H 2 ARACHIDE
BAG2-ARAH6	nARA H 6 ARACHIDE
BAG-F14	SOJA
BAG-F17	NOISETTE
BAG-F20	AMANDE
BAG-F202	NOIX DE CAJOU
BAG-F203	PISTACHE
BAG-F256	NOIX
<b>Céréales</b>	
BAG-F4	BLE
BAG-F79	GLUTENINE – blé
BAG-F98	GLIADINE – blé
BAG-F5	FARINE DE SEIGLE
BAG-F6	FARINE D'ORGE
BAG-F7	FARINE D'AVOINE
BAG-F45	LEVURE DE BOULANGER
<b>Mélange alimentaire</b>	
BAG-FX1	MELANGE ALIMENTAIRE (F1, F75, F2, F3, F4, F13, F14, F17, F24)

ADDITIFS ALIMENTAIRES	
BAG2-C103	TARTRAZINE E102 JAUNE
BAG2-C111	BENZOATE DE SODIUM E211
BAG2-C112	NITRITE DE SODIUM E250
BAG2-C113	METABISULFITE DE POTASSIUM E224
BAG2-C114	SALICYLIQUE DE SODIUM E218
BAG2-CE104	JAUNE DE QUINOLEINE E104
BAG2-CE110	JAUNE ORANGE S E110
BAG2-CE122	AZORUBINE E122 ROUGE
BAG2-CE123	AMARANTHE E123 ROUGE
BAG2-CE124	PONCEAU 4R E124
BAG2-CE127	ERYTHROSINE E127 ROUGE
BAG2-CE131	BLEU PATENTE V E131
BAG2-CE132	INDIGOTINE E132 BLEU
BAG2-CE151	NOIR BRILLANT E151
BAG2-CE202	ACIDE SORBIQUE E200
BAG2-CE466	CARBOXYMETHYLCELLULOSE
BAG2-CE621	GLUTAMATE MONOSODIQUE E621
BAG2-C101	MELANGE COLORANTS ALIMENTAIRES I (CE104, CE110, CE122, CE123, CE124)
BAG2-C102	MELANGE COLORANTS ALIMENTAIRES II (CE127, CE131, CE132, CE151)

Les allergènes BÜHLMANN sont marqués CE.

\*allergène recombinant

Mettre en suspension les allergènes avec 250 µL de tampon de stimulation (STB)

Jusqu'à 4 stimulations par flacon d'allergène

Garder les allergènes avant ouverture à -20 °C jusqu'à la date d'expiration

Utiliser un nouveau flacon d'allergène à chaque nouvelle stimulation ; seuls les allergènes de venins (BAG2-I1 & BAG2-I3) sont stables 1 mois à -20 °C

Pour de plus amples informations, se référer à la page internet de BÜHLMANN : [www.buhlmannlabs.fr](http://www.buhlmannlabs.fr)



BÜHLMANN Laboratories AG  
Switzerland  
info@buhlmannlabs.ch  
www.buhlmannlabs.ch  
Phone +41 61 487 12 12

BÜHLMANN France SAS  
France  
info@buhlmannlabs.fr  
www.buhlmannlabs.fr  
Phone +33 3 89 66 91 14

#### Produits en rapport:

Flow CAST*	FK-CCR	100 puits
CAST* ELISA	EK-CAST	192 puits
	EK-CAST5	480 puits

CE-marked products

CAST\* est une marque déposée par BÜHLMANN dans de nombreux pays.