

CALEX[®] Cap

Stuhlextraktionshilfe


Benutzer-
freundliche
Calprotectin
Extraktion



- Neugestaltet für TLA-Systeme
- Verbesserte Ergonomie für das manuelle Handling
- Schnelle, einfache Stuhlextraktion
- Hohe Korrelation zum Goldstandard der manuellen Einwaage
- Optimale Verdünnung bietet exzellente Effizienz bei der Extraktion


Alleinstellungsmerkmale vom CALEX® Cap

Neues Design




Neugestalteter Kopf des Dosierstabes ermöglicht den Einsatz in Laborautomationssystemen und erleichtert die Rackbestückung

Verbesserte Deckelergonomie für einfaches automatisiertes und manuelles Öffnen



Vergleich zwischen der neugestalteten CALEX® Cap Version und dem Vorgänger. $r^2 = 0.96$



Vergleich von CALEX® Cap und der manuellen Einwaage (Goldstandard). $r^2 = 0.9$

EINFACH

Die verbesserte Ergonomie unterstützt den einfachen und sicheren Umgang mit dem CALEX® Cap und reduziert den Zeitaufwand

AUTOMATISIERBAR

CALEX® Cap ist neugestaltet für den Einsatz in kompletten Laborautomationssystemen (TLA) in Verbindung mit dem BÜHLMANN fCAL® turbo Assay

SICHERHEIT

Die CALEX®-Extraktion korreliert exzellent mit hoher Präzision mit dem Goldstandard, der manuellen Stuhleinwaage

STABIL

Die Extrakte sind für 3 Tage stabil bei Raumtemperatur. Das CALEX® Cap entspricht den IATA 650 (UN3373)-Standards für den Versand

EFFIZIENT

Optimierte Verdünnung (1:500) der Stuhlproben ergeben eine maximale Extraktionseffizienz

EINZIGARTIG

CALEX® Cap ist konzipiert für alle BÜHLMANN Calprotectin Assays



BÜHLMANN Laboratories AG
Germany/Switzerland
info@buhlmannlabs.ch
www.buhlmannlabs.ch
Phone +41 61 487 12 12

BÜHLMANN in Austria GmbH
Austria
info@buhlmannlabs.at
www.buhlmannlabs.at
Phone +43 662 64 01 05

Bestellcodes:

B-CALEX-C50 50 Stück
B-CALEX-C200 200 Stück
B-CALEX-C500 500 Stück

CE-marked products

BÜHLMANN fCAL® und CALEX® sind eingetragene Warenzeichen von BÜHLMANN in vielen Ländern.