

Quantum Blue[®] Adalimumab trough level rapid test

Modulare
la terapia
senza ritardi

- Test leader per il dosaggio rapido quantitativo di Adalimumab
- Risultati in 15 minuti
- Range 1,3 – 35 µg/mL nel siero
- Elevata concordanza con i test ELISA di riferimento




Quantum Blue® Adalimumab trough level rapid test

Caratteristiche principali

- Test leader per il dosaggio rapido quantitativo di Adalimumab
- Range di misura 1,3 – 35 µg/mL
- La standardizzazione ideale e le elevate prestazioni analitiche consentono di misurare in modo affidabile le concentrazioni di Adalimumab da 5 a 12 µg/mL rilevanti per il trough level¹
- Ottima correlazione con i test ELISA di riferimento

Correlazione con test ELISA:



		RIDASCREEN ADM MONITORING (ELISA, µg/mL)		
		low	optimal	high
Quantum Blue® Adalimumab (µg/mL)	low	20.0%	5.0%	0.0%
	optimal	0.0%	27.5%	0.0%
	high	0.0%	12.5%	35.0%

— Passing-Bablok fit

Totale concordanza 82.5%

Bibliografia:

¹Mitrev, N. et al., 2017, Review article: consensus statements on therapeutic drug monitoring of anti-tumour necrosis factor therapy in inflammatory bowel disease, *Aliment Pharmacol Ther*



BÜHLMANN Laboratories AG
Switzerland
info@buhlmannlabs.ch
www.buhlmannlabs.ch
Phone +41 61 487 12 12

BÜHLMANN Italia Srl
Italy
info@buhlmannlabs.it
www.buhlmannlabs.it
ordini: buhlmannitalia.ordini@legalmail.it

Quantum Blue® is a registered trademark
of BÜHLMANN in many countries.

Codici ordini:
LF-TLAD10 10 card
LF-TLAD25 25 card

Prodotti correlati:
LF-TLIF10 10 card
LF-TLIF25 25 card
LF-ADIF10 10 card
LF-ADIF25 25 card
LF-CALE25 25 card
LF-CHR25 25 card
CE-marked products