

**NOUVEAU**

# Quantum Blue® Anti-Adalimumab

## Test rapide des anticorps anti-médicaments

Détection des  
anticorps Anti-ADM  
en quelques  
minutes



- Test rapide en flux latéral pour la détection des anticorps anti-adalimumab
- Résultats en 15 minutes
- Forte concordance avec les tests ELISA de référence
- Surveillance complète en association avec les concentrations résiduelles



# Quantum Blue® Anti-Adalimumab

## Test rapide des anticorps anti-médicaments

### Caractéristiques principales

- Test qualitatif le plus rapide du marché pour détecter les anticorps anti-adalimumab
- Résultats immédiats dans un environnement proche du patient
- Solution TDM complète : Combinaison des dosages de taux résiduels et des anticorps anti-médicaments sur la plus populaire des plateformes de tests rapides Quantum Blue®
- Méthode "Drug-sensitive" permettant le dosage des anticorps libres
- Forte concordance de 91,7% avec les tests ELISA de référence

		RIDASCREEN Category (≥2.5ng/mL)		
		negative	positive	total
Quantum Blue® Anti-Adalimumab (0.2 µg <sub>eq</sub> /mL)	negative	46	14	60
	positive	6	174	180
	total	52	188	240

Fig.1

Concordance = 91.7%

Les dosages de 240 échantillons de patients avec le test rapide Quantum Blue® Anti-Adalimumab et un test ELISA de référence révèlent une excellente **concordance de 91,7%** (Fig.1).



BÜHLMANN Laboratories AG  
Switzerland  
info@buhlmannlabs.ch  
www.buhlmannlabs.ch  
Phone +41 61 487 12 12

BÜHLMANN France SAS  
France  
info@buhlmannlabs.fr  
www.buhlmannlabs.fr  
Phone +33 3 89 66 91 14

Quantum Blue® est une marque déposée  
de BÜHLMANN dans de nombreux pays.

**Codes produits :**  
LF-ADAD10 10 cassettes  
LF-ADAD25 25 cassettes

**Autres produits :**  
LF-ADIF10 10 cassettes  
LF-ADIF25 25 cassettes  
LF-TLIF10 10 cassettes  
LF-TLIF25 25 cassettes  
LF-TLAD10 10 cassettes  
LF-TLAD25 25 cassettes

CE-marked products