

# Quantum Blue® Anti-Adalimumab

## Test Rapido per Anticorpi anti-Farmaco

Anticorpi Anti-ADM  
risultato in  
pochi minuti



- Test rapido su card per la determinazione degli anticorpi anti-adalimumab
- Risultati in 15 minuti
- Elevata concordanza con i metodi di riferimento in ELISA
- Fornisce un monitoraggio completo in associazione al dosaggio del "trough level"



# Quantum Blue® Anti-Adalimumab

## Test rapido anti-farmaco

### Caratteristiche principali

- Il test più rapido per la determinazione qualitativa degli anticorpi anti-adalimumab sul mercato
- Risultati immediati per impostazioni terapeutiche paziente-specifiche
- Combinazione dei livelli di farmaco e relativi anticorpi su Quantum Blue®, il sistema per test rapidi più conosciuto: La soluzione completa per TDM
- Test “Drug-sensitive” che riconosce gli anticorpi liberi
- Elevata concordanza (91,7%) con metodiche accreditate di parte terza

		RIDASCREEN Category (≥2.5ng/mL)		
		negative	positive	total
Quantum Blue® Anti-Adalimumab (0.2 µg <sub>eq</sub> /mL)	negative	46	14	60
	positive	6	174	180
	total	52	188	240

Fig.1

Concordanza = 91.7%

La comparazione di 240 pazienti con il test rapido Quantum Blue® Anti-Adalimumab e un test ELISA di riferimento accreditato rivela un **eccellente accordo del 91,7%** (Fig.1).



BÜHLMANN Laboratories AG  
Switzerland  
info@buhlmannlabs.ch  
www.buhlmannlabs.ch  
Phone +41 61 487 12 12

BÜHLMANN Italia Srl  
Italy  
info@buhlmannlabs.it  
www.buhlmannlabs.it  
ordini: buhlmannitalia.ordini@legalmail.it

Quantum Blue® is a registered trademark of BÜHLMANN in many countries.

**Codici ordini:**  
LF-ADAD10 10 card  
LF-ADAD25 25 card

**Prodotti correlati:**  
LF-ADIF10 / 25 10 / 25 card  
LF-TLIF10 / 25 10 / 25 card  
LF-TLAD10 / 25 10 / 25 card  
LF-CALE25 25 card  
LF-CHR25 25 card

CE-marked products