

Quantum Blue® Infliximab

Dosage rapide des taux résiduels

Adapter
la thérapie
sans délai

- Premier test rapide et quantitatif pour la surveillance de l'infliximab
- Résultats en 15 minutes
- Gamme de dosage sérique de 0,4 à 20 µg/mL
- Gamme étendue pour les mesures en phase d'induction
- Validé et marqué CE pour les biosimilaires



Quantum Blue® Infiximab

Dosage rapide des taux résiduels

Caractéristiques principales

- Test rapide et quantitatif pour le dosage de l'infiximab
- Fortes corrélations avec le standard infiximab¹ WHO (NIBSC 16/170) et avec les tests ELISA de référence
- Gamme de dosage de 0,4 à 20 µg/mL, extensible jusqu'à 183,6 µg/mL pour la phase d'induction
- Validé cliniquement^{2,3}
- Validé pour Remsima®, Inflectra®, Zessly® et Flixabi®

Concentrations résiduelles d'Infiximab

<3 µg/mL

Concentration
subthérapeutique
d'infiximab
Adapter le
traitement⁴

3–7 µg/mL

Concentration
adéquate
d'infiximab⁴

>7 µg/mL

Concentration
suprathérapeutique
d'infiximab
Adapter le
traitement⁴

Références

¹Keller et al., 2020, First successful comparison of Quantum Blue® rapid TDM assay standardization with WHO international standard for infiximab

²Parra, S. et al., 2018, Infiximab Trough Levels and Quality of Life in Patients with Inflammatory Bowel Disease in Maintenance Therapy, *Gastroenterol Res and Pract*

³Magro, F. et al., 2017, Clinical performance of an infiximab rapid quantification assay, *Ther Adv Gastroenterol*

⁴Castele, N. V. et al., 2015, Trough Concentrations of Infiximab Guide Dosing for Patients With Inflammatory Bowel Disease, *Gastroenterology* (TAXIT trial)



BÜHLMANN Laboratories AG
Switzerland
info@buhlmannlabs.ch
www.buhlmannlabs.ch
Phone +41 61 487 12 12

BÜHLMANN France SAS
France
info@buhlmannlabs.fr
www.buhlmannlabs.fr
Phone +33 3 89 66 91 14

Quantum Blue® est une marque déposée
de BÜHLMANN dans de nombreux pays.

Codes produits :
LF-TLIF10 10 cassettes
LF-TLIF25 25 cassettes

Autres produits :
LF-TLAD10 10 cassettes
LF-TLAD25 25 cassettes
LF-ADIF10 10 cassettes
LF-ADIF25 25 cassettes
LF-CALE25 25 cassettes
LF-CHR25 25 cassettes
☑️-marked products