

Quantum Blue® Infliximab

Medikamentenspiegel
Schnelltest

Quantitativer
Infliximab
Schnelltest




- Erster Schnelltest für das Inflximab Monitoring
- Ergebnis innerhalb von 15 Minuten
- Messbereich von 0,4 bis 20 µg/mL Inflximab
- Weiter Messbereich für die Einleitungsphase der Therapie
- Validiert mit CE-Kennzeichen für Biosimilars

Quantum Blue® Infliximab Schnelltest

Merkmale:

- Quantitativer Schnelltest für den Infliximab Talspiegel zur Bestimmung von wirksamen Arzneimittelkonzentrationen
- Messbereich von 0,4 bis 20 µg/mL, erweiterbar für die Einleitungsphase
- Deckt den Bereich zwischen 3 bis 7 µg/mL Infliximab ab
- Nutzung in klinischen Studien für CED- und RA-Patienten
- Validiert für Remsima®, Inflectra® und Flixabi®
- Exzellente Korrelation zum etablierten ELISA

Wirksame Infliximab-Konzentrationen:



* Vande Casteele et al. 2015



BÜHLMANN Laboratories AG
Germany/Switzerland
info@buhlmannlabs.ch
www.buhlmannlabs.ch
Phone +41 61 487 12 12

BÜHLMANN in Austria GmbH
Austria
info@buhlmannlabs.at
www.buhlmannlabs.at
Phone +43 662 64 01 05

Quantum Blue® ist ein eingetragenes Warenzeichen von BÜHLMANN in vielen Ländern.

Bestellcodes:

LF-TLIF10 10 Testkassetten
LF-TLIF25 25 Testkassetten

Weitere Produkte:

LF-TLAD10 10 Testkassetten
LF-TLAD25 25 Testkassetten
LF-CAL25 25 Testkassetten
LF-CALE25 25 Testkassetten
LF-CHR25 25 Testkassetten

CE-markierte Produkte